



4A BIOTECH
四正柏生物

流式抗体

2023版




苏州四正柏生物科技有限公司



- 01 苏州四正柏生物科技有限公司，拥有晶美生物、北京四正柏生物30多年的技术积累，现已成长为一家集生物医药产品研发、生产、销售、技术服务四位一体的国家级高新技术企业。
- 02 公司于2019年和2022年分别完成数千万元天使轮和Pre-A轮融资，拥有国家专利授权30余项，并承担国家科技部、北京市科委、深圳市科委等四项科研基金项目，获得苏州市高新区创业领军人才项目支持。
- 03 公司已建成满足ISO9001:2015标准要求的全面质量管理体系，以及达到GMP规范要求的IVD生产线。公司已获医疗器械证200余件、欧盟CE认证2件。
- 04 四正柏企业愿景是发展成为全球生命科学和临床诊断领域最具竞争力的高新技术企业之一，植根中国，服务中国，面向世界。

四正柏流式抗体



四正柏流式抗体技术源于美国PharMingen公司，在此坚实的基础上，公司研发及建立流式单克隆抗体细胞株，目前公司已拥有400多株细胞株，能标记12种荧光，能提供4000个目录号的流式抗体，其中80%以上有库存，并且在逐步增加中，我们有能力为中国免疫人提供性价比更高的真正的国产流式抗体。

为何选择四正柏品牌流式抗体？

- ◎ 具有20年丰富的流式细胞术推广和应用经验
- ◎ 改良优化的国际白血病协会认可克隆，所有抗体均经过严格的实验验证
- ◎ 丰富的荧光标记，品种齐全，可提供4000余种流式抗体及相关辅助试剂
- ◎ 包装灵活，常规规格25T、100T，特殊要求，可以定制
- ◎ 价格优势大，货期快
- ◎ 由经验丰富的流式专业人员提供博士级技术支持



人流式荧光抗体

指标	荧光	指标	荧光
CD3	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PerCP/Cy5.5、Pacific Blue	CD45RO	APC、PE
CD4	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy7、Pacific Blue	CD54	APC、PE
CD5	APC、PE	CD56	APC、FITC、PE、PE/Cy7、Pacific Blue
CD8	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy7、Pacific Blue	CD68	APC、FITC、PE
CD8a	APC、FITC、PE	CD71	APC、FITC、PE
CD11b	APC、FITC、PE	CD73	APC、FITC、PE
CD14	APC、FITC、PE	CD79a (Iga)	APC、PE
CD15	APC、FITC、PE	CD80	APC、FITC、PE
CD16	APC、FITC、PE	CD83	APC、FITC、PE
CD19	APC、FITC、PE	CD86	APC、FITC、PE
CD25	APC、PE	CD90	APC、FITC、PE
CD27	APC、FITC、PE、PerCP	CD105	APC、FITC、PE
CD28	APC、PE	CD152(CTLA-4)	APC、FITC、PE
CD29	APC、FITC、PE	CD154	APC、FITC、PE
CD34	APC、FITC、PE	CD206	APC、FITC、PE
CD36	APC、FITC、PE	CD127 (IL-7Ra)	APC、APC/Cy7、PE
CD38	APC、FITC、PE	CD138 (Syndecan-1)	APC、PE
CD40	APC、FITC、PE	CD185 (CXCR5)	APC、PE
CD41	APC、FITC、PE	FOXP3	APC、PE
CD42	APC、FITC、PE	HLA-DR	APC/Cy7、FITC、PE
CD44	APC、FITC、PE	IFN-γ	APC、FITC、PE
CD45	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy7、PerCP、Pacific Blue	IL-2	APC、PE

小鼠流式荧光抗体

指标	荧光	指标	荧光
CD103	FITC	CD47	APC、FITC、PE
CD105	PE	CD69	APC、FITC、PE
CD3	APC、FITC、PE、Pacific Blue	CD80	APC、FITC、PE
CD4	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy7	CD86	APC、FITC、PE、PE/Cy7
CD5	FITC	CD90	APC、PE
CD8	APC、FITC、PE	CD122	APC、FITC、PE
CD19	APC、FITC、PE	CD206	APC、FITC、PE、PerCP/Cy5.5
CD22	APC、FITC、PE	CD274	APC、PE
CD23	APC、FITC、PE	CD117(c-kit)	APC、PE
CD24	APC、FITC、PE	CD11b	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy5、Pacific Blue
CD25	APC、PE	CD11c	APC、APC/Cy7、FITC、PE
CD29	APC、PE	CD3e	APC、FITC、PE、PE/Cy5
CD31	APC、PE	CD54(ICAM-1)	APC、FITC、PE
CD34	APC、PE	CD62L	APC、FITC、PE、PE/Cy7
CD38	APC、PE	CD8a	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy7
CD44	APC、FITC、PE	F4/80	APC、PE
CD45	APC、APC/Cy7、FITC、PE、PE/Cy7、Pacific Blue	FOXP3	APC、PE、AF647
CD45.1	APC、APC/Cy7、PE	Ly-6G/Ly-6C	APC、FITC、PE
CD45.2	APC、APC/Cy7、PE	MHC Class II	APC、PE


流式辅助试剂

产品编号	产品名称	规格
FXP001	红细胞裂解液 (10x), RBC Lysing Buffer (10x)	500 ml
FXP002	细胞活性检测剂PI, PI Viability Staining Solution	150 Tests
FXP003	细胞活性检测剂7-AAD, 7-AAD Viability Staining Solution	150 Tests
FXP004	钙离子载体A23187, Calcium Ionophore A23187	1 ml
FXP005	细胞染色缓冲液, Cell Staining Buffer	500 ml
FXP008	固定液, Fixation Buffer	50 ml
FXP009	破膜剂, Permeabilization Wash Buffer	150 ml
FXP010	刀豆蛋白A, Concanavalin A (ConA)	1 mg
FXP011	植物血凝素, Phytohemagglutinin (PHA)	1 mg
FXP012	佛波酯, 十四烷酰佛波醇乙酸酯 (TPA)	1 ml
FXP045	Monensin Solution (1,000X)	1 ml
FXP058S	Foxp3 / Transcription Factor Fixation/Permeabilization Buffer Set	50T/100T





*更多指标、荧光,
请联系四正柏生物或当地代理商。


流式抗体



四正柏流式抗体导图



使用四正柏生物自有品牌产品在SCI期刊上发表学术文章，即可获得以下奖励：

- ▶ $IF < 2$ ，可获“柏”花点标2.88点；
 - ▶ $2 \leq IF < 5$ ，可获“柏”花点标3.88点；
 - ▶ $5 \leq IF < 10$ ，可获“柏”花点标8.88点；
 - ▶ $10 \leq IF < 15$ ，可获“柏”花点标12.88点；
 - ▶ $15 \leq IF < 20$ ，可获“柏”花点标16.88点；
 - ▶ $20 \leq IF$ ，可获“柏”花点标等同于IF对应值；
- 



“柏”花点使用放法：

“柏”花点**1点=100元奖励金**，可兑换现金或购物卡（需扣除5%的手续费，届时请提供相关信息），用于赞助学术会议注册或差旅费。

奖励金申请规则：

1. 所发表文章有使用四正柏生物自有品牌产品，文章中需提及产品名称及货号，并且在文章中注明“purchased from 4A Biotech.,Ltd”；
2. 联系当地授权经销商或销售，按要求提交申请表格（要求填写产品货号及四正柏的订单号）；
3. 申请奖励时，需提供在线发表的文章链接及PDF全文；
4. 一篇文章仅限一名文章作者申领（一般要求是第一作者），如果是非第一作者领取，需要取得第一作者的授权。一篇文章且仅可以申领一次。注：同一货号产品实验用途一致，发表在不同的期刊杂志视为一篇文章；同意我们引用全文或图片展示于官网商业用，如不同意在公众号或官网发布，便不发奖励。

*本次活动解释权归苏州四正柏生物科技有限公司所有

